

# **THERMAGE**

**CHE COS'È E COME FUNZIONA** Sfrutta la radiofrequenza monopolare (oggi con un sistema di raffreddamento perfezionato) che crea uno stimolo termico con temperature tra i 50° e i 60° C, range necessario a indurre la creazione di nuovo collagene. Le fibre di collagene si modificano, diventando più corte e spesse, e il derma aumenta di consistenza e turgore, con risultati che migliorano progressivamente.

**INDICAZIONI E RISULTATI** Consente un rimodellamento "full face" e "mirato" per zone come quella perioculare, mandibolare, sottomentoniera. Le nuove "punte" (i manipoli che rilasciano energia) per cellulite la rendono quasi invisibile e quelle per labbra, presto in arrivo in Italia, le estroflettono, rendendole più turgide e sporgenti. È perfetto su rughe e lassità moderata o importante, in alternativa al lifting chirurgico.